

WOUNDCLOT™

Advanced Bleeding Control™

OPLOSBAAR HEMOSTATISCH GAAS

Steriele inhoud

**Omschrijving:** WoundClot™ is een oplosbaar gaas op basis van cellulosestructuur. Het is volledig biocompatibel en wordt steriel geleverd. Als het in contact komt met vloeistoffen vormt het een kleefgel die uitzet en zich aan de wond hecht om bloedingen te beheersen.

WOUNDCLOT™

Hemostatisch gaas

Advanced Bleeding Control™

VOOR GEBRUIK (CE)

VOOR HET TIJDELIJK ONDER CONTROLE HOUDEN VAN BLOEDINGEN

Steriele inhoud

**Productafmetingen:** 2,5 x 2,5 cm (1 x 1 "), 5 x 5 cm (2 x 2 "), 5 x 10 cm (2 x 4 "), 10 x 10 cm (4 x 4 "),Twin pack- 2,5 x 2,5 cm (1 x 1 ") en 5 x 5 cm (2 x 2 "). **Indicaties:** WoundClot™-gaas is bedoeld voor het onder controle houden van uitwendige bloedingen bij oppervlakkige wonden, kleine snijwonden en schaafwonden. **Toepassing:** Plaats het gaas op de wond, oefen lichte druk uit en laat het bloed door het gaas stromen totdat het een gel vormt en het bloed stopt met stromen. Indien nodig kunt u het gaas licht bevochtigen om een volledig gelmembraan te creëren. **Verwijdering:** Zodra hemostase is bereikt, verwijdert u het gaas door het gaas met water of een zoutoplossing te verzadigen en veegt u het overtollige gaasmateriaal voorzichtig van de wond. **Waarschuwingen:** Het wordt aangeraden om de wond met water te reinigen voordat u WoundClot™ gebruikt. Zoek professionele medische hulp in geval van jeuk, branderigheid, huiduitslag of tekenen van infectie zoals koorts, pijn, roodheid of zwelling.

Niet opnieuw steriliseren

WoundClot™ -gaas is een hulpmiddel voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Sterilisatie met behulp van bestraling

Enkelvoudig steriel barrièresysteem met beschermende verpakking aan de binnenkant

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. Gegarandeerde steriliteit van de inhoud, tenzij de afzonderlijke verpakking beschadigd of geopend is.

Niet gebruiken na de vervaldatum.

Op een droge plaats bewaren

Partijcode

Catalogusnummer

Medisch hulpmiddel

Unieke apparaat-ID

Fabrikant

CORE SCIENTIFIC CREATIONS

0483

Fabrikant: Core Scientific Creations Ltd.  
Kantoor: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Israel  
Productieplaats: 6 Bahat Street, Petah Tikva, 4927149, Israel.  
T: +972-3-7359555 | F: +972-3-7359544  
info@wound-clot.com | www.woundclot.org

MedNet EC-REP III GmbH  
Borkstrasse 10,48163 Münster, Germany

MedNet Swiss GmbH  
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

WOUNDCLOT™

Advanced Bleeding Control™

GAZE HÉMOSTATIQUE SOLUBLE

Contenu stérile

**Description :** WoundClot ™ est une gaze soluble, basée sur la structure de la cellulose. Elle est entièrement biocompatible et fournie stérile. Au contact des liquides, elle forme un gel adhésif qui se dilate et adhère à la plaie pour contrôler les saignements.

WOUNDCLOT™

Gaze hémostatique

Advanced Bleeding Control™

INSTRUCTIONS D'UTILISATION (CE)

POUR LE CONTRÔLE TEMPORAIRE DES SAIGNEMENTS

Contenu stérile

**Dimension du produit :** 2,5x2,5 cm (1x1"), 5x5 cm (2x2"), 5x10 cm (2x4"), 10x10 cm (4x4"), Emballage double- 2,5x2,5 cm (1x1") et 5x5 cm (2x2"). **Indications :** La gaze WoundClot™ est destinée au contrôle externe du saignement des plaies superficielles, des coupures mineures et des abrasions. **Application :** Placez la gaze sur la plaie, appliquez une légère pression et laissez le sang s'écouler sur la gaze jusqu'à ce qu'elle se transforme en gel et que le sang cesse de s'écouler. Si nécessaire, vous pouvez mouiller légèrement la gaze pour créer une membrane de gel intégrale. **Retrait :** Une fois l'hémostase obtenue, retirez la gaze en la saturant d'eau ou de solution saline, puis essuyez délicatement l'excédent de gaze de la plaie. **Précautions :** Il est conseillé de nettoyer la plaie avec de l'eau avant d'utiliser WoundClot ™. En cas de démangeaisons, de brûlures, d'éruptions cutanées ou de signes d'infection tels que fièvre, douleur, rougeur ou gonflement, consultez un professionnel de la santé.

Ne pas restériliser

La gaze WoundClot™ est un dispositif à usage unique. Ne pas réutiliser.

Consulter les instructions d'utilisation

Stérilisation par irradiation

Système de barrière stérile unique avec emballage protecteur à l'intérieur

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. La stérilité du contenu est garantie, sauf si l'emballage individuel est endommagé ou ouvert.

Ne pas utiliser après la date d'expiration.

Conserver dans un endroit sec

Code de lot

Numéro de catalogue

Dispositif médical

Identificateur unique du dispositif

Fabricant

CORE SCIENTIFIC CREATIONS

0483

Fabricant: Core Scientific Creations Ltd.  
Bureau: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Israel  
Lieu de fabrication: 6 Bahat Street, Petah Tikva, 4927149, Israel.  
T: +972-3-7359555 | F: +972-3-7359544  
info@wound-clot.com | www.woundclot.org

MedNet EC-REP III GmbH  
Borkstrasse 10,48163 Münster, Germany

MedNet Swiss GmbH  
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

WOUNDCLOT™

Advanced Bleeding Control™

GASA HEMOSTÁTICA SOLUBLE

Contenido estéril

**Descripción:** WoundClot ™ es una gasa soluble en agua basada en la estructura de la celulosa. Es totalmente biocompatible y estéril. En contacto con líquidos forma un gel adhesivo que se expande y se adhiere a la herida para el control del sangrado.

WOUNDCLOT™

Gasa hemostática

Advanced Bleeding Control™

INSTRUCCIONES DE USO (CE)

PARA EL CONTROL TEMPORAL DEL SANGRADO

Contenido estéril

**Tamaño del producto:** 2,5 x 2,5 cm (1 x 1"), 5 x 5 cm (2 x 2"), 5 x 10 cm (2 x 4"), 10 x 10 cm (4 x 4"), paquete doble- 2,5 x 2,5 cm (1 x 1") y 5 x 5 cm (2 x 2"). **Indicaciones:** La gasa WoundClot™ está diseñada para el control de hemorragias externas de heridas superficiales, cortes menores y abrasiones. **Aplicación:** Coloque la gasa sobre la herida, aplique una ligera presión y deje que la sangre fluya a través de la gasa hasta que se forme en gel y la sangre deje de fluir. Si es necesario, puede humedecer ligeramente la gasa para crear una membrana de gel completa. **Retirada:** Una vez que se logra la hemostasia, retire saturando la gasa con agua o solución salina, luego limpie suavemente cualquier exceso de material de gasa de la herida. **Precauciones:** Se recomienda limpiar la herida con agua antes de usar WoundClot™. En caso de picazón, ardor, erupción cutánea o signos de infección como fiebre, dolor, enrojecimiento o hinchazón, busque atención médica profesional.

No volver a esterilizar

La gasa WoundClot™ es un dispositivo de un solo uso. No reutilizar.

Consulte las instrucciones de uso

Esterilización por irradiación

Sistema de barrera estéril única con embalaje protector en el interior

No lo use si el paquete está dañado. Esterilidad del contenido garantizada a menos que el paquete individual esté dañado o abierto.

No utilizar después de la fecha de caducidad.

Conservar en lugar seco

Código de lote

Número de catálogo

Dispositivo médico

Identificador único del dispositivo

Fabricante

CORE SCIENTIFIC CREATIONS

0483

Fabricante: Core Scientific Creations Ltd.  
Oficina: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Israel  
Sito de fabricación: 6 Bahat Street, Petah Tikva, 4927149, Israel.  
T: +972-3-7359555 | F: +972-3-7359544  
info@wound-clot.com | www.woundclot.org

MedNet EC-REP III GmbH  
Borkstrasse 10,48163 Münster, Germany

MedNet Swiss GmbH  
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

WOUNDCLOT™

Hemostatic Gauze

Advanced Bleeding Control™

ENGLISH

WOUNDCLOT™

Advanced Bleeding Control™

SOLUBLE HEMOSTATIC GAUZE

Sterile contents

**Description:** WoundClot ™ is a soluble gauze, based on cellulose structure. It is fully biocompatible and provided sterile. In contact with liquids it forms an adhesive gel which expands and adheres to the wound for bleeding control.

WOUNDCLOT™

Hemostatic Gauze

Advanced Bleeding Control™

INSTRUCTIONS FOR USE (CE)

FOR TEMPORARY CONTROL OF BLEEDING

Sterile contents

**Product size:** 2.5x2.5cm (1x1"), 5x5cm (2x2"), 5x10cm (2x4"), 10x10cm (4x4"),Twin pack- 2.5x2.5cm (1x1") & 5x5cm (2x2"). **Indications:** WoundClot™ gauze is intended for external bleeding control of superficial wounds, minor cuts, and abrasions. **Application:** Place the gauze onto the wound, apply slight pressure and let the blood flow through the gauze until it forms into gel and blood stops flowing. If needed, you may slightly wet the gauze to create a complete gel membrane. **Removal:** Once hemostasis is achieved, remove by saturating the gauze with water or saline solution, then gently wipe any excess gauze material away from the wound. **Cautions:** It is advised to clean the wound with water before using WoundClot™. In case of itching, burning, rash or signs of infection such as fever, pain, redness or swelling, seek professional medical care.

Do not re-sterilize

WoundClot™ gauze is a single use device. Do not reuse.

Consult instruction for Use

Sterilization using Irradiation

Single sterile barrier system with protective packaging inside

Do not use if package is damaged. Sterility of contents guaranteed unless individual package is damaged or opened.

Do not use after expiration date.

Store in dry place

Batch code

Catalog number

Medical Device

Unique Device Identifier

Manufacturer

CORE SCIENTIFIC CREATIONS

0483

Manufacturer: Core Scientific Creations Ltd.  
Office: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Israel  
Manufacturing Site: 6 Bahat Street, Petah Tikva, 4927149, Israel.  
T: +972-3-7359555 | F: +972-3-7359544  
info@wound-clot.com | www.woundclot.org

MedNet EC-REP III GmbH  
Borkstrasse 10,48163 Münster, Germany

MedNet Swiss GmbH  
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

30130 0007 Rev.07 01/02/2026

