

WOUNDCLOT™

Advanced Bleeding Control™

OPLOSBAAR HEMOSTATISCH GAAS

Steriele inhoud

Omschrijving: WoundClot™ is een in water oplosbaar gaas op basis van cellulosestructuur. Het is volledig biocompatibel en wordt steriel geleverd. Als het in contact komt met vloeistoffen vormt het een kleefgel die uitzet en zich aan de wond hecht om bloedingen te beheersen.

WOUNDCLOT™

Surgical

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

CHIRURGISCH HULPMIDDEL (CE)

Advanced Bleeding Control™

CHIRURGISCH HEMOSTATISCH VERBAND

Voor chirurgische ingrepen

Steriele inhoud

Productafmetingen: 2,5 X 2,5 cm (1 X 1”), 5 X 5 cm (2 X 2”), 5 X 7,5 cm (2 X 3”), 10 X 10 cm (4 X 4”). **Indicaties:** WoundClot™ bio-absorbeerbare chirurgische gaas is bedoeld voor het beheersen van bloedingen tijdens chirurgische ingrepen. **Toepassing:** WoundClot™ Chirurgisch is oplosbaar, droog bewaren tot toepassing 1. Open de steriele verpakking. 2. Plaats WoundClot™ voorzichtig plat (uitgevouwen) over de bloedingsplaats. 3. Houd het gaas enkele seconden voorzichtig op de plaats van de bloeding tot het vastzit en zorg ervoor dat het gaas zich verzadigt met bloed (verplaats het gaas niet als het eenmaal is geplaatst). 4. Als de gel zich heeft gevormd, hecht deze zich aan de wond en stopt het bloeden. 5. Als de bloeding aanhoudt, verwijdert u het bestaande gaasje en brengt u een nieuw gaasje aan op de bloedingsplaats. **Verwijdering:** Hoewel WoundClot™ Surgical volledig absorbeerbaar is, wordt geadviseerd om overtollig materiaal te verwijderen zodra hemostase is bereikt. Verzadig het gebied met de wond met water of een zoutoplossing en verwijder overtollig materiaal voorzichtig uit de wond. **Bewaren:** Bewaar verzegelde pakketten in een omgeving en op een droge plaats voor maximale houdbaarheid. **Waarschuwingen:** WoundClot™ is niet bedoeld voor wondgenezing. WoundClot™ is niet antimicrobieel of bedoeld om infecties te voorkomen. WoundClot™ gaas wordt steriel geleverd. Hoewel het wordt gebruikt om hemostase te helpen bereiken in, rond of in de buurt van foramina in botten, in door bot omsloten gebieden, het ruggenmerg, oogzenuwen en chiasma - moet overtollig materiaal altijd worden verwijderd nadat hemostase is bereikt, omdat het product kan zwellen en ongewenste druk op deze gebieden kan uitoefenen.

Niet opnieuw steriliseren

WoundClot™ -gaas is een hulpmiddel voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Sterilisatie met behulp van bestraling

Enkelvoudig steriel barrièresysteem met beschermende verpakking aan de binnenkant

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. Gegarandeerde steriliteit van de inhoud, tenzij de afzonderlijke verpakking beschadigd of geopend is.

Niet gebruiken na de vervaldatum.

Alleen op recept

Partijcode

Catalogusnummer

Medisch hulpmiddel

Unieke apparaat-ID

Fabrikant

35°C 95°F

WOUNDCLOT™

Advanced Bleeding Control™

GAZE HÉMOSTATIQUE SOLUBLE

Contenu stérile

Description : WoundClot™ est une gaze soluble dans l’eau, basée sur la structure de la cellulose. Elle est entièrement biocompatible et fournie stérile. Au contact des liquides, elle forme un gel adhésif qui se dilate et adhère à la plaie pour contrôler les saignements.

WOUNDCLOT™

Chirurgical

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

DISPOSITIF CHIRURGICAL (CE)

Advanced Bleeding Control™

PANSEMENT HÉMOSTATIQUE CHIRURGICAL

Pour les procédures chirurgicales

Contenu stérile

Dimension du produit : 2,5X2,5 cm (1X1”), 5X5 cm (2X2”), 5X7,5 cm (2X3”), 10X10 cm (4X4”). **Indications :** La gaze chirurgicale bioabsorbable WoundClot™ est destinée au contrôle des saignements lors des interventions chirurgicales. **Application :** La gaze chirurgicale WoundClot™ est soluble, gardez-la au sec jusqu’à l’application. Ouvrez l’emballage stérile. 2. Placez délicatement la gaze WoundClot™ à plat (non pliée) sur le site de l’hémorragie. 3. Maintenez doucement la gaze sur le site de saignement pendant quelques secondes jusqu’à ce qu’elle y adhère, assurez-vous que la gaze est saturée de sang (ne déplacez pas la gaze une fois placée). 4. Le gel ainsi formé va adhérer à la plaie et arrêter le saignement. 5. Si le saignement ne s’arrête pas, retirez la gaze existante et appliquez une nouvelle gaze sur le site du saignement. **Retrait :** Bien que la gaze chirurgicale WoundClot™ soit entièrement résorbable, il est conseillé de retirer l’excès de matériau une fois l’hémostase obtenue. Saturez la zone blessée avec de l’eau ou du sérum physiologique, et retirez délicatement l’excédent de matériau de la plaie. **Stockage :** Conservez les paquets scellés dans un endroit sec pour une durée de conservation maximale. **Avertissements :** WoundClot™ n’est pas destiné à la cicatrisation des plaies. WoundClot™ n’est pas antimicrobien ou destiné à prévenir les infections. La gaze WoundClot™ est fournie stérile. Bien que la gaze soit utilisée pour aider à faire l’hémostase à l’intérieur, autour ou à proximité des foramines, des zones confinées autour des os, de la moelle épinière, du nerf optique et du chiasma, l’excès de matériau doit toujours être retiré après la réussite de l’hémostase, car le produit pourrait gonfler et exercer une pression indésirable dans ces zones.

Ne pas restériliser

La gaze WoundClot™ est un dispositif à usage unique. Ne pas réutiliser.

Consulter les instructions d’utilisation

Stérilisation par irradiation

Système de barrière stérile unique avec emballage protecteur à l’intérieur

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé. La stérilité du contenu est garantie, sauf si l’emballage individuel est endommagé ou ouvert.

Ne pas utiliser après la date d’expiration.

Sur ordonnance uniquement

Code de lot

Numéro de catalogue

Dispositif médical

Identificateur unique du dispositif

Fabricant

35°C 95°F

WOUNDCLOT™

Advanced Bleeding Control™

GASA HEMOSTÁTICA SOLUBLE

Contenido estéril

Descripción: WoundClot™ es una gasa soluble en agua basada en la estructura de la celulosa. Es totalmente biocompatible y estéril. En contacto con líquidos forma un gel adhesivo que se expande y se adhiere a la herida para el control del sangrado.

WOUNDCLOT™

Quirúrgico

INSTRUCCIONES DE USO

DISPOSITIVO QUIRÚRGICO (CE)

Advanced Bleeding Control™

APÓSITO HEMOSTÁTICO QUIRÚRGICO

Para procedimientos quirúrgicos

Contenido estéril

Tamaño del producto: 2,5 X 2,5 cm (1 X 1”), 5 X 5 cm (2 X 2”), 5 X 7,5 cm (2 X 3”), 10 X 10 cm (4 X 4”). **Indicaciones:** La gasa quirúrgica bioabsorbible WoundClot™ está diseñada para el control de la hemorragia durante los procedimientos quirúrgicos. **Aplicación:** WoundClot™ Surgical es soluble, manténgala seca hasta su aplicación 1. Abra el paquete estéril. 2. Coloque suavemente WoundClot™ plano (desplegado) sobre el sitio de sangrado. 3. Mantenga la gasa suavemente en el sitio de sangrado durante unos segundos para lograr la adherencia, asegúrese de que la gasa esté saturada de sangre (no mueva la gasa una vez colocada). 4. El gel formado se adherirá a la herida y detendrá el sangrado. 5. Si el sangrado persiste, retire la gasa existente y aplique una nueva gasa sobre el sitio del sangrado. **Retirada:** Aunque WoundClot™ Surgical es totalmente absorbible, se recomienda eliminar el exceso de material una vez que se logre la hemostasia. Sature el área lesionada con agua o solución salina y retire suavemente el exceso de material de la herida. **Almacenamiento:** Mantenga los paquetes sellados en un entorno ambiental y en un lugar seco para una vida útil máxima. **Advertencias:** WoundClot™ no está diseñado para la cicatrización de heridas. WoundClot™ no es antimicrobiano ni está diseñado para prevenir infecciones. La gasa WoundClot™ se suministra estéril. Cuando se utiliza para ayudar a lograr la hemostasia en el foramen del hueso, a su alrededor o en las proximidades, en áreas del confin óseo, la médula espinal, el nervio óptico y el quiasma, el exceso de material siempre debe eliminarse después de lograr la hemostasia, ya que el producto podría hincharse y puede ejercer presión no deseada en estas áreas.

No volver a esterilizar

La gasa WoundClot™ es un dispositivo de un solo uso. No reutilizar.

Consulte las instrucciones de uso

Esterilización por irradiación

Sistema de barrera estéril única con embalaje protector en el interior

No lo use si el paquete está dañado. Esterilidad del contenido garantizada a menos que el paquete individual esté dañado o abierto.

No utilizar después de la fecha de caducidad.

Solo con receta médica

Código de lote

Número de catálogo

Dispositivo médico

Identificador único del dispositivo

Fabricante

35°C 95°F

ROMÂNĂ

ESPAÑOL

DEUTSCH

FRANÇAIS

РУССКИЙ

NERDERLANDS

ITALIANO

ENGLISH

Advanced Bleeding Control™

WOUNDCLOT™

Surgical

Advanced Bleeding Control™

SOLUBLE HEMOSTATIC GAUZE

Sterile contents

Description: WoundClot™ is a water soluble gauze, based on cellulose structure. It is fully biocompatible and provided sterile. In contact with liquids it forms an adhesive gel which expands and adheres to the wound for bleeding control.

English

WOUNDCLOT™

Surgical

INSTRUCTIONS FOR USE

SURGICAL DEVICE (CE)

Advanced Bleeding Control™

SURGICAL HEMOSTATIC DRESSING

For surgical procedures

Sterile contents

Product size: 2.5X2.5cm (1X1”), 5X5cm (2X2”), 5X7.5cm (2X3”), 10X10cm (4X4”). **Indications:** WoundClot™ bio-absorbable Surgical Gauze is intended for bleeding control during surgical procedures. **Application:** WoundClot™ Surgical is dissolvable, keep dry until application 1. Open sterile pack. 2. Gently place flat (unfolded) WoundClot™ over the bleeding site. 3. Hold the gauze gently on the bleeding site for a few seconds to achieve adherence, make sure the gauze is saturated with blood (do not move the gauze once placed). 4. The gel formed, will adhere to the wound and stop the bleeding. 5. If the bleeding persists, remove the existing gauze and apply a new gauze over the bleeding site. **Removal:** Although WoundClot™ Surgical is fully absorbable, it is advised to remove excess material once hemostasis is achieved. Saturate injured area with water or saline solution, and gently remove any excess material from the wound. **Storage:** Keep sealed packets in an ambient environment and a dry place for maximum shelf life. **Warnings:** WoundClot™ is not intended for wound healing. WoundClot™ is not antimicrobial or intended to prevent infections. WoundClot™ gauze is supplied sterile. While it is used to help achieve hemostasis in, around, or in proximity to foramina in bone, areas of bony confine, spinal cord, optic nerve and chiasm - excess material must always be removed after hemostasis is achieved since the product could swell and may exert unwanted pressure in these areas.

Do not re-sterilize

WoundClot™ gauze is a single use device. Do not reuse.

Consult instruction for Use

Sterilization using Irradiation

Single sterile barrier system with protective packaging inside

Do not use if package is damaged. Sterility of contents guaranteed unless individual package is damaged or opened.

Do not use after expiration date.

Prescription only

Batch code

Catalog number

Medical Device

Unique Device Identifier

Manufacturer

35°C 95°F

CORE SCIENTIFIC CREATIONS

CE 0483

Fabrikant: Core Scientific Creations Ltd.
Kantoor: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Israel
Productieplaats: 6 Bahat Street, Petah Tikva, 4927149, Israel.
T: +972-3-7359555 | F: +972-3-7359544
info@wound-clot.com | www.woundclot.org

EU REP

MedNet EC-REP III GmbH
Borkstrasse 10,48163 Münster, Germany

CH REP

MedNet Swiss GmbH
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

CORE SCIENTIFIC CREATIONS

CE 0483

Fabricant: Core Scientific Creations Ltd.
Bureau: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Israel
Lieu de fabrication: 6 Bahat Street, Petah Tikva, 4927149, Israel.
T: +972-3-7359555 | F: +972-3-7359544
info@wound-clot.com | www.woundclot.org

EU REP

MedNet EC-REP III GmbH
Borkstrasse 10,48163 Münster, Germany

CH REP

MedNet Swiss GmbH
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

CORE SCIENTIFIC CREATIONS

CE 0483

Fabricante: Core Scientific Creations Ltd.
Oficina: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Israel
Sitio de fabricación: 6 Bahat Street, Petah Tikva, 4927149, Israel.
T: +972-3-7359555 | F: +972-3-7359544
info@wound-clot.com | www.woundclot.org

EU REP

MedNet EC-REP III GmbH
Borkstrasse 10,48163 Münster, Germany

CH REP

MedNet Swiss GmbH
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

CORE SCIENTIFIC CREATIONS

CE 0483

Manufacturer: Core Scientific Creations Ltd.
Office: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Israel
Manufacturing Site: 6 Bahat Street, Petah Tikva, 4927149, Israel.
T: +972-3-7359555 | F: +972-3-7359544
info@wound-clot.com | www.woundclot.org

EU REP

MedNet EC-REP III GmbH
Borkstrasse 10,48163 Münster, Germany

CH REP

MedNet Swiss GmbH
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

301310009 Rev.05 01/02/2026
Lorem ipsum

ROMÂNĂ

WOUNDCLOT™

Advanced Bleeding Control™ (Control avansat al sângerării)

PANSAMENT HEMOSTATIC SOLUBIL

Conținut steril

Descriere: WoundClot™ este un pansament solubil în apă, bazat pe structura celulozei. Este complet biocompatibil și este furnizat steril. În contact cu lichidele, formează un gel adeziv care se extinde și adere la rană pentru controlul sângerării.

DEUTSCH

WOUNDCLOT™

Advanced Bleeding Control™

AUFLÖSBARE HÄMOSTATISCHE GAZE

Steriler Inhalt

Beschreibung: WoundClot™ ist eine wasserlösliche Gaze, die auf einer Zellulosestruktur basiert. Es ist vollständig biokompatibel und wird steril geliefert. Bei Kontakt mit Flüssigkeiten bildet es ein klebriges Gel, das sich ausdehnt und zur Blutstillung an der Wunde haftet.

РУССКИЙ

WOUNDCLOT™

Advanced Bleeding Control™

РАСТВОРИМАЯ ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ МАРЛЯ

Стерильное содержимое

Описание. WoundClot™ — это водорастворимая марля на основе целлюлозы. Она поставляется стерильной и является полностью биосовместимой. При контакте с жидкостями в ней образуется вязкий гель, который разбухает и затягивает рану, позволяя остановить кровотечение.

ITALIANO

WOUNDCLOT™

Advanced Bleeding Control™

GARZA EMOSTATICA SOLUBILE

Contenuto sterile

Descrizione: WoundClot™ è una garza solubile in acqua, a base di struttura di cellulosa. Completamente biocompatibile e fornita sterile. A contatto con liquidi forma un gel adesivo che si espande e aderisce alla ferita per il controllo del sanguinamento.

WOUNDCLOT™

Surgical

Advanced Bleeding Control™

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

DISPOZITIV CHIRURGICAL (CE)

PANSAMENT CHIRURGICAL HEMOSTATIC

Pentru proceduri chirurgicale

Conținut steril

Dimensiunea produsului: 2,5 x 2,5 cm (1 X 1”), 5 x 5 cm (2 X 2”), 5 x 7,5 cm (2 X 3”), 10 x 10 cm (4 X 4”). **Indicații:** Pansamentul chirurgical bio-absorbabil WoundClot™ este destinat controlului sângerării în timpul procedurilor chirurgicale.

Aplicare: WoundClot™ Surgical este dizolvabil, păstrați-l uscat până la aplicarea 1. Deschideți ambalajul steril. 2. Așezați ușor WoundClot™ plat (desfăcut) peste locul hemoragiei. 3. Țineți pansamentul ușor pe locul sângerării timp de câteva secunde pentru a obține aderență, asigurați-vă că acesta este saturat cu sânge (nu mișcați pansamentul odată plasat). 4. Gelul format va adera la rană și va opri sângerarea. 5. Dacă sângerarea persistă, îndepărtați pansamentul existent și aplicați un pansament nou pe locul sângerării. **Îndepărtare:** Deși WoundClot™ Surgical este complet absorbabil, se recomandă eliminarea excesului de material odată ce hemostaza este atinsă. Saturați zona lezată cu apă sau soluție salină și îndepărtați ușor orice exces de material de pe rană.

Depozitare: Păstrați pachetele sigilate într-un mediu ambiant și într-un loc uscat pentru o durată maximă de depozitare.

Avertismente: WoundClot™ nu este destinat vindecării rănilor. WoundClot™ nu este antimicrobian sau destinat prevenirii infecțiilor. Pansamentul WoundClot™ este furnizat steril. În timp ce este utilizat pentru a ajuta la realizarea hemostazei în, în jurul sau în apropierea foramenului osos, zonele de reținere osoasă, măduva spinării, nervul optic și chiasmul - excesul de material trebuie îndotdeauna îndepărtat după obținerea hemostazei, deoarece produsul se poate umfla și poate exercita presiuni nedorite în aceste zone.

WOUNDCLOT™

Chirurgie

Advanced Bleeding Control™

GEBRAUCHSANWEISUNG

CHIRURGISCHES PRODUKT (CE)

CHIRURGISCHER HÄMOSTATISCHER VERBAND

Für chirurgische Eingriffe

Steriler Inhalt

Produktgröße: 2,5 x 2,5 cm (1 x 1”), 5 x 5 cm (2 x 2”), 5 x 7,5 cm (2 x 3”), 10 x 10 cm (4 x 4”). **Indikationen:** WoundClot™ bio-absorbierbare chirurgische Gaze ist für die Blutstillung bei chirurgischen Eingriffen bestimmt.

Anwendung: WoundClot™ Chirurgie ist auflösbar, halten Sie es bis zur Anwendung trocken 1. Öffnen Sie die sterile Packung. 2. Legen Sie das flache (aufgefaltete) WoundClot™ sanft auf die blutende Stelle. 3. Halten Sie die Gaze einige Sekunden lang sanft auf die blutende Stelle, um eine Haftung zu erreichen. Stellen Sie sicher, dass die Gaze mit Blut getränkt ist (bewegen Sie die einmal platzierte Gaze nicht). 4. Das gebildete Gel haftet an der Wunde und stoppt die Blutung. 5. Wenn die Blutung anhält, entfernen Sie die vorhandene Gaze und legen Sie eine neue Gaze auf die blutende Stelle. **Entfernung:** Obwohl WoundClot™ Chirurgie vollständig resorbierbar ist, wird empfohlen, überschüssiges Material zu entfernen, sobald die Blutstillung erreicht ist. Tränken Sie die verletzte Stelle mit Wasser oder Kochsalzlösung und entfernen Sie vorsichtig überschüssiges Material aus der Wunde.

Lagerung: Bewahren Sie die versiegelten Packungen bei Raumtemperatur und an einem trockenen Ort auf, um eine maximale Haltbarkeit zu gewährleisten. **Warnhinweise:** WoundClot™ ist nicht für die Wundheilung bestimmt. WoundClot™ ist nicht antimikrobiell und nicht dazu bestimmt, Infektionen zu verhindern. WoundClot™ Gaze wird steril geliefert. Auch wenn das Produkt zur Blutstillung in, um oder in der Nähe von Knochenforamina, knöchernen Engstellen, Rückenmark, Sehnerv und Chiasma verwendet wird, muss überschüssiges Material immer entfernt werden, nachdem die Blutstillung erreicht wurde, da das Produkt anschwellen und in diesen Bereichen unerwünschten Druck ausüben könnte.

WOUNDCLOT™

Хирургическая

Advanced Bleeding Control™

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ (CE)

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ ПОВЯЗКА

Для хирургических процедур

Стерильное содержимое

Размер изделия: 2,5 x 2,5 cm (1 x 1 дюйм), 5 x 5 cm (2 x 2 дюйма), 5 x 7,5 cm (2 x 3 дюйма), 10 x 10 cm (4 x 4 дюйма). **Показания.** Биодegradируемая хирургическая марля WoundClot™ предназначена для остановки кровотечения во время хирургических процедур.

Применение. Хирургическая марля WoundClot™ — это растворимая марля. Храните в сухом месте до применения. 1. Откройте стерильную упаковку. 2. Разверните и осторожно наложите марлю WoundClot™ на место кровотечения. 3. Осторожно подержите марлю прижатой к месту кровотечения в течение нескольких секунд до ее сцепления с поверхностью раны. Убедитесь, что марля пропитана кровью (наложив марлю, не смещайте ее). 4. Образовавшийся гель затянет рану, способствуя остановке кровотечения. 5. Если кровотечение продолжается, снимите использованную марлю и наложите на место кровотечения новую. **Удаление.** Несмотря на то, что хирургическая марля WoundClot™ является полностью растворимой, рекомендуется удалить остатки марли после достижения гемостаз. Смочите поврежденный участок водой или физиологическим раствором и осторожно удалите из раны остатки материала.

Хранение. Храните запечатанные упаковки в сухом месте в условиях окружающей среды до истечения срока годности. **Предупреждения.** Марля WoundClot™ не предназначена для заживления ран. Марля WoundClot™ не является противомикробным средством и не предназначена для предотвращения инфекций. Марля WoundClot™ поставляется стерильной. Удаление остатков материала после достижения гемостаз является обязательным, если марля вкладывается в отверстие в кости или в место соединения костей, а также накладывается вокруг или вблизи спинного мозга, оптического нерва и перекрестов, поскольку изделие может набухнуть и оказать нежелательное давление на эти области.

WOUNDCLOT™

Surgical

Advanced Bleeding Control™

ISTRUZIONI PER L'USO

DISPOSITIVO CHIRURGICO (CE)

BENDAGGIO EMOSTATICO CHIRURGICO

Per interventi chirurgici

Contenuto sterile

Dimensioni del prodotto: 2,5X2,5 cm (1X1”), 5X5 cm (2X2”), 5X7,5 cm (2X3”), 10X10 cm (4X4”). **Indicazioni:** La garza chirurgica bio-assorbibile WoundClot™ è concepita per il controllo del sanguinamento durante gli interventi chirurgici.

Applicazione: WoundClot™ Surgical è solubile, mantenerla all’asciutto fino alla prima applicazione. Aprire la confezione sterile. 2. Porre delicatamente WoundClot™ appiattita (aperta) sul sito di sanguinamento. 3. Tenere delicatamente la garza sul sito di sanguinamento per alcuni secondi fino a quando aderisce. Assicurarsi che la garza sia satura di sangue (non spostarla dopo averla posizionata). 4. Il gel che si forma, aderisce alla ferita e arresta il sanguinamento. 5. Se il sanguinamento non si arresta, togliere la garza esistente e applicarne una nuova nel sito di sanguinamento. **Rimozione:** Nonostante WoundClot™ Surgical sia completamente assorbibile, si consiglia di rimuovere il materiale in eccesso una volta raggiunta l’emostasi. Saturare l’area lesionata con acqua o soluzione salina e rimuovere delicatamente il materiale in eccesso dalla ferita.

aree. **Conservazione:** Per la massima durata, mantenere le confezioni sigillate a temperatura ambiente e in un luogo asciutto. **Avvertenze:** WoundClot™ non è destinato alla guarigione delle ferite. WoundClot™ non è antimicrobico né studiato per prevenire infezioni. La garza WoundClot™ viene fornita sterile. Quando viene usato per aiutare a raggiungere l'emostasi all'interno, intorno o in prossimità di forami nell'osso, aree di confine osseo, midollo spinale, nervo ottico e chiasma, il materiale in eccesso deve sempre essere rimosso dopo aver raggiunto l'emostasi, in quanto il prodotto potrebbe gonfiarsi ed esercitare una pressione indesiderata in queste

2

RESTERILIZARE

A nu se resteriliza

2

RESTERILIZARE

Pansamentul WoundClot™ este un dispozitiv de unică folosință. A nu se refolosi.

i

CONSULTAȚI

Consultați instrucțiunile de utilizare

STERILE

R

Sterilizare prin iradiere

2

RESTERILIZARE

Sistem de barieră sterilă unică cu ambalaj de protecție în interior

2

RESTERILIZARE

A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat. Sterilitatea conținutului este garantată, cu excepția cazului în care ambalajul individual este deteriorat sau deschis.

1

RESTERILIZARE

A nu se utiliza după data expirării.

Rx

ONLY

Numai pe bază de prescripție medicală

2

RESTERILIZARE

A se păstra la loc uscat

LOT

Cod lot

REF

Număr catalog

MD

Dispozitiv medical

UDI

Identificator unic de dispozitiv

PRODUCĂTOR

Producător

5°C

35°C

41°F

99°F

2

RESTERILIZARE

Nicht erneut sterilisieren

2

RESTERILIZARE

WoundClot™ Gaze ist ein Einwegprodukt. Nicht wiederverwenden.

i

GEBRAUCHSANWEISUNG

Gebrauchsanweisung lesen

STERILE

R

Sterilisation durch Bestrahlung

2

RESTERILIZARE

Einfaches steriles Barriersystem mit Schutzverpackung im Inneren

2

RESTERILIZARE

Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Die Sterilität des Inhalts ist garantiert, es sei denn, die Einzelverpackung wurde beschädigt oder geöffnet.

Rx

ONLY

Verschreibungspflichtig

2

RESTERILIZARE

An einem trockenen Ort aufbewahren

LOT

Chargennummer

REF

Katalognummer

MD

Medizinisches Produkt

UDI

Eindeutige Produktkennung

PRODUCER

Hersteller

5°C

35°C

41°F

99°F

CORE SCIENTIFIC CREATIONS

0483

Produsător: Core Scientific Creations Ltd.
Birou: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Israel
Loc de fabricație: 6 Bahat Street, Petah Tikva, 4927149, Israel.
T: +972-3-7359555 | F: +972-3-7359544
info@wound-clot.com | www.woundclot.org

EU REP

MedNet EC-REP III GmbH
Borkstrasse 10,48163 Münster, Germany

CH REP

MedNet Swiss GmbH
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

CORE SCIENTIFIC CREATIONS

0483

Hersteller: Core Scientific Creations Ltd.
Büro: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Israel
Produktionsstätte: 6 Bahat Street, Petah Tikva, 4927149, Israel.
T: +972-3-7359555 | F: +972-3-7359544
info@wound-clot.com | www.woundclot.org

EU REP

MedNet EC-REP III GmbH
Borkstrasse 10,48163 Münster, Germany

CH REP

MedNet Swiss GmbH
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

CORE SCIENTIFIC CREATIONS

0483

Производитель: Core Scientific Creations Ltd.
Офис: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Israel
Место производства: 6 Bahat Street, Petah Tikva, 4927149, Israel.
T: +972-3-7359555 | F: +972-3-7359544
info@wound-clot.com | www.woundclot.org

EU REP

MedNet EC-REP III GmbH
Borkstrasse 10,48163 Münster, Germany

CH REP

MedNet Swiss GmbH
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland

CORE SCIENTIFIC CREATIONS

0483

Produttore: Core Scientific Creations Ltd.
Ufficio: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Israel
Sito di produzione: 6 Bahat Street, Petah Tikva, 4927149, Israel.
T: +972-3-7359555 | F: +972-3-7359544
info@wound-clot.com | www.woundclot.org

EU REP

MedNet EC-REP III GmbH
Borkstrasse 10,48163 Münster, Germany

CH REP

MedNet Swiss GmbH
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland