

mindray C1A

UNIWERSALNY I SKUTECZNY



EUROPEJSKI CERTYFIKAT MDR

Defibrylator AED zgodne z rozporządzeniem
w sprawie wyrobów medycznych MDR 2017/745



Zeskanuj kod lub kliknij, aby obejrzeć film

- Dostosowanie głośności komend do otoczenia
- Przycisk **zmiany języka** komend głosowych: polski, ukraiński, angielski
- Możliwość defibrylacji **na mokrej i metalowej** powierzchni
- **Codzienne autotesty** - AED samodzielnie przeprowadza testy, które potwierdzają gotowość do akcji ratowniczej
- Możliwość wyboru konfiguracji z modulem WiFi oraz GSM do **zdalnego zarządzania urządzeniem online**



DOSTĘPNE INNE WERSJE



WERSJA Z WIFI
kod: BH24



WERSJA Z GSM
kod: BH25



**WERSJA Z DUŻYM
EKRANEM LCD -
DOSTĘPNA TAKŻE Z
WIFI ALBO Z GSM**
kod: BH23

PARAMETRY TECHNICZNE

WAGA	2 kg
OCHRONA	stopień ochrony IP: 55
TEMPERATURA	podczas akcji ratowniczej: -20 do 50°C czuwania (gotowość do akcji): -5 do 50°C
ELEKTRODY	data ważności: 5 lata uniwersalne elektrody dla dzieci i dorosłych
BATERIA	data przydatności: 5 lat ilość wyładowań: 510 defibrylacji
IMPULS	energia defibrylacji dla dorosłych: 100 - 360 J energia defibrylacji dla dzieci: 10 - 100 J
TRYB PEDIATRYCZNY	przełącznik pediatriczny
KOD	BH22

DANE TECHNICZNE DEFIBRYLATORA

POZIOM OCHRONY IP	IP 55
ODPORNOŚĆ NA UPADKI	1,5 M
POTWIERDZONE BEZPIECZEŃSTWO DEFIBRYLACJI NA MOKRYCH I METALOWYCH POWIERZCHNIACH	TAK
WAGA URZĄDZENIA Z BATERIĄ I ELEKTRODAMI	2 KG
WYMIARY DEFIBRYLATORA (DŁ. X SZER. X WYS.)	21 CM X 28,6 CM X 7,8 CM
ZAKRES TEMPERATURY PRACY	OD -5 °C DO 50 °C
ZAKRES TEMPERATURY DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA	OD 15 °C DO 35 °C
STANDARDOWY OKRES GWARANCJI PRODUCENTA NA AED	8 LAT
BADANIA KLINICZNE	TAK
INTERAKTYWNY PANEL GRAFICZNY	TAK
WYŚWIETLACZ	NIE
CZAS OD ZAKOŃCZENIA RKO DO GOTOWOŚCI DO WYŁADOWANIA	8 SEKUND
INSTRUKCJA PROWADZENIA RKO	TAK
DOSTOSOWYWANIE GŁOŚNOŚCI POLECEŃ DO OTOCZENIA	TAK
DOSTOSOWANIE TEMPA KOMEND DO DZIAŁAŃ RATOWNIKA	TAK
SPOSÓB URUCHAMIANIA MODUŁU PEDIATRYCZNEGO	PRZEŁĄCZNIK
INFORMACJA ZWROTNA O JAKOŚCI PROWADZONYCH UCIŚNIĘĆ	NIE
METRONOM	TAK
FUNKCJA SZKOLENIOWA	NIE
SPOSÓB KOMUNIKOWANIA STATUSU	DIODA
ZMIANA JĘZYKA POLECEŃ GŁOSOWYCH	TAK
CZĘSTOTLIWOŚĆ AUTOTESTÓW	CODZIENNIE
KOMUNIKACJA Z URZĄDZENIEM	USB
CZYNNOŚCI PO UŻYCIU URZĄDZENIA W AKCJI RATOWNICZEJ	WYMIANA ELEKTROD
OKRES PRZYDATNOŚCI ELEKTROD	5 LAT
UNIWERSALNE ELEKTRODY DLA DZIECI I DOROSŁYCH	TAK
KOMPATYBILNE Z DEFIBRYLATOREM MANUALNYM	TAK
DETEKCJA WYSCHNĘTYCH ELEKTROD	TAK
OKRES ŻYWOTNOŚCI BATERII	5 LAT
IŁOŚĆ DEFIBRYLACJI MAKSYMALNĄ ENERGIĄ	400
SPOSÓB ZASILANIA URZĄDZENIA	BATERIA LITOWO-MANGANOWA / LiMnO2



mindray C1A

- ▶ PRZYCISK WYBORU JĘZYKA
- ▶ PRZEŁĄCZNIK PEDIATRYCZNY
- ▶ DOSTOSOWANIE GŁOŚNOŚCI

MAGAZYN

FABRYKA

BIURO

WYBIERZ
DEFIBRYLATOR
 ODPOWIEDNI DLA CIEBIE

TUTAJ ZMIANA

ZADBAJ O PEŁNĄ GOTOWOŚĆ SWOJEGO DEFIBRYLATORA AED!

PRZECHOWYWANIE

MOCOWANIE ŚCIENNE DO DEFIBRYLATORA AED BOX WEWNĘTRZNE



kod: **AB02**

SZAFKA NA DEFIBRYLATOR AED BOX WEWNĘTRZNA Z ALARMEM



kod: **AB01**

KAPSUŁA ROTAID ZEWNĘTRZNA TRANSPARENT GREEN Z ALARMEM



kod: **RT32**

KAPSUŁA ROTAID 24/7 Z MODUŁEM ZARZĄDZANIA GSM



kod: **RT30**

OZNAKOWANIE

TABLICA AED DO SZAFKI / GABLOTY - WEWNĘTRZNA
kod: **OZ1**



TABLICA AED DO KAPSUŁY ROTAID - ZEWNĘTRZNA
kod: **OZ4**



TRAUMA KIT INSTRUKCJA PIERWSZEJ POMOCY TABLICA PCV



kod: **TKS236**

TABLICA OBIEKT WYPOSAŻONY W AED - WEWNĘTRZNA



kod: **OZ7**

TABLICA AED KIERUNKOWA PRAWA - WEWNĘTRZNA
kod: **OZ5P**



TABLICA AED KIERUNKOWA LEWA - WEWNĘTRZNA
kod: **OZ5L**



AKCESORIA

ELEKTRODY TERAPEUTYCZNE MINDRAY BENEHEART C1A I C2 UNIWERSALNE



kod: **BH7**

BATERIA DO DEFIBRYLATORA MINDRAY BENEHEART C1A I C2



kod: **BH9**

DEFIBRYLATOR SZKOLENIOWY MINDRAY BENEHEART C1A BEZ EKRANU



kod: **BH14**

ELEKTRODY SZKOLENIOWE MINDRAY BENEHEART C1A I C2 DLA DOROSŁYCH



kod: **BH16**

WYBIERZ SWÓJ **ZESTAW AED** BEZPIECZEŃSTWO DOPASOWANE DO CIEBIE!

UCHWYT



- ▶ AED MINDRAY BENEHEART C1A
- ▶ ZESTAW RATOWNICZY
- ▶ TRAUMA KIT - UCHWYT ŚCIENNY U3 DO DEFIBRYLATORA AED
- ▶ INSTRUKCJA PIERWSZEJ POMOCY

SZAFKA



- ▶ AED MINDRAY BENEHEART C1A
- ▶ TRAUMA KIT APTECZKA KRWOTOKI
- ▶ ZESTAW RATOWNICZY
- ▶ SZAFKA AED BOX Z ALARMEM
- ▶ INSTRUKCJA PIERWSZEJ POMOCY
- ▶ TABLICA AED DO SZAFKI

ROTAID



- ▶ AED MINDRAY BENEHEART C1A
- ▶ KAPSUŁA ROTAID ZEWNĘTRZNA TRANSPARENT GREEN Z ALARMEM
- ▶ ZESTAW RATOWNICZY
- ▶ INSTRUKCJA PIERWSZEJ POMOCY
- ▶ TABLICA AED DO KAPSUŁY ROTAID

WYBIERZ BEZPIECZEŃSTWO

DLA TWOJEJ FIRMY



EUROPEJSKI CERTYFIKAT MDR

Defibrylatory AED zgodne z rozporządzeniem
w sprawie wyrobów medycznych MDR 2017/745



+48 660 860 112

kontakt@aedmax.pl

www.aedmax24.pl

DANE TECHNICZNE DEFIBRYLATORA

POZIOM OCHRONY IP	IP 55
ODPORNOŚĆ NA UPADKI	1,5 M
POTWIERDZONE BEZPIECZEŃSTWO DEFIBRYLACJI NA MOKRYCH I METALOWYCH POWERZCHNIACH	TAK
WAGA URZĄDZENIA Z BATERIĄ I ELEKTRODAMI	2 KG
WYMIARY DEFIBRYLATORA (DŁ. X SZER. X WYS.)	21 CM X 28,6 CM X 7,8 CM
ZAKRES TEMPERATURY PRACY	OD -5 °C DO 50 °C
ZAKRES TEMPERATURY DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA	OD 15 °C DO 35 °C
STANDARDOWY OKRES GWARANCJI PRODUCENTA NA AED	8 LAT
BADANIA KLINICZNE	TAK
INTERAKTYWNY PANEL GRAFICZNY	TAK
WYŚWIETLACZ	NIE
CZAS OD ZAKOŃCZENIA RKO DO GOTOWOŚCI DO WYŁADOWANIA	8 SEKUND
INSTRUKCJA PROWADZENIA RKO	TAK
DOSTOSOWYWANIE GŁOŚNOŚCI POLECEŃ DO OTOCZENIA	TAK
DOSTOSOWANIE TEMPA KOMEND DO DZIAŁAŃ RATOWNIKA	TAK
SPOSÓB URUCHAMIANIA MODUŁU PEDIATRYCZNEGO	PRZEŁĄCZNIK
INFORMACJA ZWROTNA O JAKOŚCI PROWADZONYCH UCIŚNIĘĆ	NIE
METRONOM	TAK
FUNKCJA SZKOLENIOWA	NIE
SPOSÓB KOMUNIKOWANIA STATUSU	DIODA
ZMIANA JĘZYKA POLECEŃ GŁOSOWYCH	TAK
CZĘSTOTLIWOŚĆ AUTOTESTÓW	CODZIENNIE
KOMUNIKACJA Z URZĄDZENIEM	USB
CZYNNOŚCI PO UŻYCIU URZĄDZENIA W AKCJI RATOWNICZEJ	WYMIANA ELEKTROD
OKRES PRZYDATNOŚCI ELEKTROD	5 LAT
UNIWERSALNE ELEKTRODY DLA DZIECI I DOROSŁYCH	TAK
KOMPATYBILNE Z DEFIBRYLATOREM MANUAŁNYM	TAK
DETEKCJA WYSCHNIĘTYCH ELEKTROD	TAK
OKRES ŻYWOTNOŚCI BATERII	5 LAT
IŁOŚĆ DEFIBRYLACJI MAKSYMALNĄ ENERGIĄ	400
SPOSÓB ZASILANIA URZĄDZENIA	BATERIA LITOWO-MANGANOWA / LiMnO2